

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Tỉnh An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, để làm cơ sở lựa chọn Công ty cho việc mua sắm hóa chất xét nghiệm - vi sinh phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện với nội dung cụ thể như sau :

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Tỉnh An Giang.  
Địa chỉ: 917 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số điện thoại	Email liên hệ
1	Lê Thị Thủy	Trưởng phòng VTTTBYT	0398 .744 .552	<a href="mailto:hoachat.bvdkkvag@gmail.com">hoachat.bvdkkvag@gmail.com</a>
2	Trương Thị Kiều Thu	Nhân viên phòng VTTTBYT	0919.8691.72	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện ĐKKV tỉnh An Giang. Số 917 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- *Nhận qua email* [hoachat.bvdkkvag@gmail.com](mailto:hoachat.bvdkkvag@gmail.com) Báo giá được gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham giá báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 17h ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

## 1. - Danh mục vật tư y tế - hóa chất ( theo phụ lục đính kèm)

STT	Tên hóa chất, vật tư y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (tham khảo)	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng/khối lượng (Tham khảo)
1	2	3	4		
1	Phoenix SMIC/ID panel (Thẻ vừa định danh vừa kháng sinh đồ Streptococcus)	- Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus - Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Macrolide Lincosamide, Quinolone, Oxazolidinone, Glycopeptide, Tetracycline, Folate Antagonist - Bảo quản ở 15 - 25°C.	TEST /panel	H/25 TEST/panel	25
2	Phoenix NMIC/ID panel (Thẻ vừa định danh vừa kháng sinh đồ Gram âm)	- Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 -11 giờ. - Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam - Bảo quản ở 15 - 25°C.	TEST /panel	H/25 TEST/panel	150
3	Phoenix PMIC/ID panel (Thẻ vừa định danh vừa kháng sinh đồ Gram dương)	- Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolide Lincosamide, Quinolone, Tetracycline, Fusidane, Oxazolidinone, Nitrofurantoin, Glycopeptide, Macrolides Lincosamides Streptogramins, Folate Antagonist. - Bảo quản ở 15 - 25°C.	TEST /panel	H/25 TEST/panel	150
4	BD Phoenix™ AST-S Broth	- Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus - Thành phần (công thức trên 1 Lit nước tinh khiết): Casein của Pancreatic Digest, Peptones và Supplement: 29.2g ; Thymidine Phosphorylase 100 IU, Polysorbate 80: 0.1g - Bảo quản ở 2 - 25°C.	Ổng	8 ML/ỔNG X 100 ỔNG /HỘP	25
5	BD Phoenix™ AST-S Indicator Solution	-Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus - Thành phần (công thức trên 1 Lit nước tinh khiết): Redox indicator < 1.5g, Redox stabilizers < 20g - Bảo quản ở 2 - 8°C	LỌ	6ML /LỌ X 10 LỌ /HỘP	1
6	Lo cây máu (cây vi trùng hiếu khí) người lớn	-Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu - Bảo quản ở 2 - 25°C. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cây máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang.	CHAI	30 ML /CHAI X 50 CHAI / HỘP	225
7	Bộ nhuộm gram	Bộ nhuộm gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 4 chai dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250 ml, Lugol chai 250 ml, Decolor ( alcohol - acetone) chai 250 ml và Safranin chai 250 ml. Bảo quản: nhiệt độ phòng thí nghiệm. Đóng gói : bộ 4 chai x250 ml có vòi bơm tiện dụng	BỘ	4 X 250 ML /BỘ	2
số khoản : 07					

## 2. Các thông tin khác:

Yêu cầu :

- Báo giá phải là giá thấp nhất .

- Các tài liệu đính kèm báo giá:

+ Tài liệu chứng minh hàng hóa đã được kê khai giá theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP (<http://kekhaigiattby.t.moh.gov.vn/cong-khai-gia>)

+ Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự trong thời gian trước đó gần nhất tối đa không quá 120 ngày.

3. Nhà cung cấp gói chào giá từng danh mục dịch vụ theo khả năng cung cấp của mình để Bệnh viện tham khảo lựa chọn, không bắt buộc phải chào giá cả danh mục.

- Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu của thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y Tế (Theo mẫu báo giá đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VTTTBYT, VT.



BS. CKII. Nguyễn Văn Hưng

## PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:.....BVĐKKVAG-VTTTBYT ngày.....tháng.....  
năm 2023)

### BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

Kính gửi: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH AN GIANG**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện ĐKKV tỉnh An Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá hàng hóa như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	ĐƠN VỊ TÍNH	QUY CÁCH	THÀNH TIỀN
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

## Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.