

DANH MỤC
VẬT TƯ Y TẾ MUA SẮM THÊM NĂM 2024

STT	Tên thuốc/Hàm lượng	TNKT	Đơn vị	SL mua sắm thêm	GHI CHÚ
1	Găng tay tiệt trùng các số	Chất liệu: Cao su tự nhiên Kích thước: - Chiều rộng: số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm; số 8.0: 102±5mm. - Chiều dài: ≥ 280 mm.	Đôi	180.000	
2	Túi đựng dịch xạ 15L	- sử dụng kết nối với bộ cassette lọc màng bụng - Được dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng - Được tiệt trùng bằng ethylene oxide	Cái	528	

Tổng cộng: 02 khoản

Châu Đốc, ngày 14 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Nguyễn Văn Hưng