

PHỤ LỤC
(KÈM THEO THƯ MỜI SỐ: 142/TM-BV NGÀY 03/05/2024)

STT	Tên thuốc/Hàm lượng	TNKT	Đơn vị	SL mua sắm thêm	GHI CHÚ
1	Ống hematorit (ống mao dẫn, ống huyết cầu tố)	-Chất liệu: Thủy tinh -Kích thước: dài 75mm -Thể tích lấy mẫu 75µl	Tube	200	
2	Chi khâu Chromic 3/0 + kim tam giác	-Chi tiêu chặm, tự nhiên, Chromic Catgut -Cờ chi: 3/0, dài 75cm (75- 85cm) -Kim tam giác 3/8C, 26mm	Tép	240	
3	Chi khâu Nylon 10/0 + kim tam giác	Chi khâu sợi đơn Nylon 10-0 màu đen, dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 7 mm, đường kính 0,14mm, độ cong 1/2. Kim làm bằng thép cứng bó sợi, mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge).	Tép	120	
4	Chi Polypropylene số 5/0	Chi phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn 13mm, 1/2C, kim Premium, theo công nghệ U-filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. Chất liệu Stereoisomer Isotactic từ Homopolymer của Polypropylene. Được khử trùng bằng Ethylene Oxide.	Tép	120	
5	Sonde foley 3 nhánh, các số	-Ống thông tiểu: 3 nhánh -Các cỡ: 16; 18; 20; 22; 24Fr	SỢI	300	
6	Gói may tầng sinh môn VT, NK11	Gói có: -8-10 viên gòn nhỏ -2 Viên Gòn lớn có bao gạc kích thước: 8cm có sợi chỉ dài cột, chỉ không tiêu -Chi tiêu. -Tiệt trùng -Qui cách: Gói có 8-10 viên gòn nhỏ + 2 Viên Gòn lớn có bao gạc + có thêm sợi chỉ dài cột	Gói	4,000	
7	Gạc dẫn lưu 1 x 200cm x 4 lớp	Gạc được làm từ vải không dệt dùng hút dịch, máu trong và sau sau khi mổ -Kích thước: 1cm x 200cm x 4 lớp	miếng	1,000	
8	Bo điện tim	-Bo điện tim cho máy đo điện tim	Cái	30	
9	Bao giấy phòng sạch	-Bao giấy đa năng, vải không dệt PP	Đôi	2,000	
10	Lọc khuẩn 3 chức năng	-Phin lọc khuẩn 3 chức năng (cung cấp độ ẩm, làm ấm không khí, lọc khuẩn), có công lấy mẫu khí, trong suốt, độ cản dòng thấp. -Kết nối: 22mmF-15mmM/ 22mmM-15mmF. lượng tương đương).	Cái	2,000	
11	Bao + ruột huyết áp dùng cho máy monitor	-Bao đo huyết áp 1 dây/ 2 dây cho monitor, Ruột huyết áp -Dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh	Bộ	200	
12	Bao + ruột máy đo huyết áp	Bao đo huyết áp, Ruột huyết áp -Dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh	Bộ	300	

13	Ampu giúp thở (bóp bóng) các size	- Bóp bóp: Làm bằng silicon - Túi chứa khí: Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC). - Dây nối oxy: Chiều dài 2 m - Bóp bóp và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em	Cái	100	
14	Giấy điện tim 12 cần	Giấy điện tim 12 cần	Xấp	50	
15	Băng cuộn 9cm x 2,5m	-Băng cuộn (Gạc cuộn): dệt từ sợi 100% cotton -Kích thước: 0,9cm x 2,5m	Cuộn	2,000	
16	Dây dao Harmonic - HP054	Dây cáp dùng cho dao Harmonic mổ nội soi, dùng kèm với máy phát chính GEN 11	cái	2	
17	Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn	Bộ dây dẫn dịch dùng với máy HomeChoice, dùng cho người lớn. Đường dẫn dịch lọc vô trùng.	Bộ	840	
18	Catheter lọc màng bụng đầu cong dài 63cm	Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm - Chất liệu: cao su silicone, trong mờ, có chứa dải cản quang. Kích thước: 15F x 63cm	Bộ	13	
19	Kẹp xanh (Kẹp thay dịch)	Kẹp dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi Dung dịch lọc màng bụng. Kích thước: 9,6cm x 13cm Vật liệu: nhựa acetal Thiết bị được đóng gói dưới dạng vô trùng: Không *Tiêu chuẩn: CE (hoặc tương đương)	Cái	42	
20	Nắp đóng bộ chuyển tiếp	Nắp đóng bộ chuyển tiếp, nắp bằng nhựa chứa povidon-iod	Cái	4,200	
21	Bộ chuyển tiếp	Bộ chuyển tiếp (transfer set) sử dụng kéo dài trong lọc màng bụng, Minicap với kẹp xoắn bao gồm một đầu nối khóa cái (Female)/ bộ kẹp on- off , ống và một đầu nối khóa male Luer có niêm phong kép. Dụng cụ này được kết nối với đầu nối Titan	Cái	42	
22	Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng	Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và catheter	Bộ	42	
23	Kẹp Catheter	Kẹp Catheter dùng khi thay transfer set	Cái	42	
24	Bông y tế 1kg	Bông thấm nước 100% -Bông trắng, mềm, mịn; Không bị to; Không mùi; Không gây dị ứng; không tạp cơ học lạ.	Kg	1,000	
25	Mũi khoan cắt sọ	Mũi khoan cắt sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đường kính đầu 2.3mm. - Đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 7 cm - Tương thích mới máy khoan Model IPC	Cái	50	
26	Dây Cáp nối điện cực trung tính dài 4,5 mét, sử dụng nhiều lần	Dây nối tấm điện cực trung tính 4,5 mét Thích hợp sử dụng với các máy phát RECQM Dùng cùng điện cực đơn cực ở bệnh nhân E7508, E 7509 và E7509- B Đầu nối chốt REM	sợi	7	
27	Dây dao xanh dương Harmonic - HPBlue	Dây cáp dùng cho dao Harmonic mổ hở, dùng kèm với máy phát chính GEN 11	Cái	2	

28	Thẻ lấy mẫu hơi thở	Thẻ thu mẫu dùng cho máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter pylori dùng để phát hiện 14CO2 trong thẻ thu mẫu kết hợp với viên uống UBT 14C để xác định xem bệnh nhân có bị nhiễm H. Pylori hay không	Test	1,000	
29	Chổi vệ sinh ống soi	Dùng vệ sinh kênh sinh ống soi, đường kính 1,8mm dài 230cm, đường kính chổi 5mm.	Cái	10	
30	Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng	Kích cỡ: 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng, 100% cotton. Độ pH: trung tính.	miếng	40,000	
31	Dụng cụ cắt khâu nối nội soi tự động các loại, các cỡ	- Dụng cụ cắt khâu nối nội soi đa năng, tích hợp với tất cả các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi. các loại, các cỡ: - Chất liệu: ghim titanium - Kích thước: Sau khi lắp băng ghim tương thích có khả năng gấp góc tổng 90 độ 2 bên, gấp góc 45 độ mỗi bên với 5 điểm gấp góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm	cái	1	
32	Băng ghim nội soi nghiêng, dài 60mm, ghim 3.5mm	- Băng ghim nội soi có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm. Chiều cao ghim khi đóng: 1.25mm; 1.5mm; 1.75mm. - Chất liệu: ghim titanium - Kích thước: dài 60mm, chiều cao ghim 3.0mm- 3.5mm- 4.0mm - Tương thích tay súng 5 điểm gấp góc mỗi bên và 1 điểm ở giữa, gấp góc 45 độ mỗi bên. - Ghim đóng hình chữ B chuẩn, khoảng đóng mô mục tiêu 1.5mm - 2.25mm	cái	60	
33	Disposable Hemoperfusion Cartridge HA130	Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin - Thể tích hấp phụ: 130ml - Thể tích khoang máu :115ml - Diện tích hấp phụ: 52.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 5-30kDa - Tỷ lệ hấp phụ tính sau 2h trên invivo: + IL-6: 21.8%~31.5%	Quả	150	
34	Disposable Hemoperfusion Cartridge HA230	Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin - Thể tích hấp phụ: 230ml - Thể tích khoang máu :145ml - Diện tích hấp phụ: 70.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 500-10kDa - Tỷ lệ hấp phụ tính sau 2h trên invivo: + Paraquat: 80.4% + Pentobarbital: 92.9% + Dichlorvos: 51.5% + Antipsychotic: 87.9%	Quả	32	

35	Disposable Hemoperfusion Cartridge HA330	<p>Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC) Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin - Thể tích hấp phụ: 330ml - Thể tích khoang máu :185ml - Diện tích hấp phụ: 104.000m² - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 10-60kDa - Tỷ lệ hấp phụ tính sau 2h trên invivo: + Endotoxin: 36.7% ~ 52.5% + TNF: 31.1%~71.2% + IL-1β: 35%</p>	Quả	16	
36	Quả lọc hấp phụ sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo MG150	<p>- Thể tích hấp phụ: ≥ 150mL - Vật liệu vỏ: Nắp quả lọc và miếng đệm mesh được làm từ Polypropylene - Vật liệu hấp phụ: Polystyrene resin - Thể tích mỗi: ≤80ml - Lưu lượng máu tối đa tới 250mL/phút - Dải hấp phụ: 5~30kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 56.000m² - Nội trở tối đa: 4kPa - Áp suất chịu đựng tối đa: 100kPa - Độ chịu lực của hạt: 8,1N</p>	Quả	100	
37	Chai cấy máu	<p>-Chai cấy máu hai pha -Chai bằng nhựa polystyrene -Dung tích 125ml</p>	Chai	3,000	
38	Lam kính trơn	<p>-Lam kính trơn -Kích thước: 25,5x 76,2mm</p>	Hộp	900	
39	Lam kính nhám	<p>-Lam kính nhám -Kích thước: 25,5 x 76,2mm</p>	hộp	100	
40	Bao tóc	<p>- Mũ phẫu thuật y tá M4</p>	Cái	10,000	
41	khẩu trang	<p>Khẩu trang y tế 3 lớp Lớp ngoài: vải không dệt. Lớp giữa: vải lọc kháng khuẩn (≥98%) Lớp trong: vải không dệt PP. Dây đeo: dây đẹp Thanh nẹp mũi: nhựa</p>	Cái	70,000	
42	Catherter cổ hàm	<p>Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn. - Chất liệu catheter bằng polyurethane, có cân quang. - Chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15-42 cm, đường kính 14.5Fr, đường kính gấp cong trung bình là 1.04 inch.</p>	Cái	30	
43	Catherter tĩnh mạch đùi dùng trong lọc thận	<p>- Catheter 02 nông tĩnh mạch đùi cho thận nhân tạo HAMOCATE SIGNO 1215-1220</p>	Cái	300	
44	Ống ly tâm	<p>Đáy nhọn, có chia vạch. - Chất liệu: nhựa</p>	Cái	3,500	
45	Mở khí quản có bóng các số	<p>- Ống làm bằng nhựa không chứa latex, không gây kích ứng, bề mặt ống trơn láng, bên trong ống có đường cân quang</p>	Cái	100	

46	Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục	<p>bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ để chứa citrate/heparin - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa can-xi và túi chứa 2l chất thải dịch môi - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù - Quả lọc máu diện tích 1.6m² 	Bộ	32	
47	Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ	<p>Bộ dây máu kèm đầu nối mở và màng lọc 1.6m², bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; - Dây dẫn tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi và túi chứa 2 lít chất thải dịch môi; - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; - Dây dẫn dịch thải kèm công lấy mẫu; - Dây dẫn dịch bù; túi dịch thải 7 lít; 5 bộ đo áp lực kèm màng lọc 0,2µm. 	Bộ	28	
48	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin	<p>Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng</p> <p>Chất liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: <ul style="list-style-type: none"> + Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer) + PolyethyleneImine (PEI) + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG 	Bộ	60	
49	Bộ rửa dạ dày người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng cao su thiên nhiên. sử dụng 1 lần - Dùng để thông rửa dạ dày 	Bộ	100	
50	Bộ chuông điện tim	<ul style="list-style-type: none"> - Điện cực hút ngực, jack Ø3mm - Núm hình tròn, đường kính núm cao su là 26mm - Chất liệu: Niken 	Bộ	2	
51	cassette centurion gravity	cassette centurion gravity dùng cho hệ thống phẫu thuật phaco- Model: Centurion Vision System	Cái	30	
52	Gạc phẫu thuật ổ bụng, 6 lớp, tiệt trùng (40cm x 30cm)	<p>Gạc phẫu thuật ổ bụng, 6 lớp, tiệt trùng.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kích thước: 40cm x 30cm 	Cái	70,000	
53	Bơm tiêm 20ml	<ul style="list-style-type: none"> -Bơm tiêm nhựa PP -Dung tích: 20ml -Kim: 23G / 25G. - Sản xuất: Việt Nam 	Cái	1,000	
54	Bông gòn lót bó bột 0,1 x 2m	<ul style="list-style-type: none"> - Bông hặc sơ tơ tầm không thấm nước - Kích thước: 0,1 x 2m 	Cuộn	1,000	
55	Vi phân liều 3 ngăn	<ul style="list-style-type: none"> - Vi phân liều 3 ngăn - Kích thước mỗi ngăn: rộng ≥ 3,5 cm, dài ≥ 4 cm, cao ≥ 1,5 cm - Chất liệu: nhựa 	Cái	10,000	
56	Bông gòn lót bó bột 0,15 x 2m	<ul style="list-style-type: none"> - Bông hặc sơ tơ tầm không thấm nước - Kích thước: 0,15 x 2m 	Cuộn	1,000	


57	Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi	Có van cầm máu silicon, thiết kế khóa đặc biệt. Bộ dụng cụ bao gồm: 01 vỏ bọc bên ngoài, 01 khóa giãn, 01 dây dẫn, 01 kim chụp. đường kính Guidewire 0.035', 0.038', chiều dài guidewire 45cm hoặc 80cm. Đường kính: 5F có chiều dài 11cm. Đường kính: 6F, 7F có chiều dài 11cm, 16cm, 24cm. Đường kính: 8F, 9F có chiều dài 16cm, 24cm. Kim đo: 18ga.	Bộ	60	
58	Miếng dán điện xung	Miếng dán điện cực máy massage kích thước: 5x5cm	Cái	200	
59	Giấy monitor sản khoa	Kích thước: -130mm x 120mm x 300 sheets -152mm x 90mm x 150 sheets -152mm x 150mm x 200 sheets - 112mmx100x150 sheets	Xấp	400	
60	Kim châm cứu các size	- Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim: 0.16mm - 0.45mm, độ dài thân kim: 1.3mm - 100mm - Kích thước: 0.30 x 13mm; 0.30 x 25mm; 0.30 x 30mm; 0.30 x 40mm; 0.30 x 45mm; 0.30 x 50mm; 0.30 x 60mm; 0.30 x 70mm; 0.30 x 75mm; - Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi đồng	Cái	5,000	
61	Bình thông phổi	-Bình nhựa hoặc thủy tinh, dung tích 1600ml có nắp đậy. -Có dây nối, có lưới lọc giữa dây nối với bình.	bộ	500	
62	Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m	Cổ định bông gạc trong hậu phẫu, kèm giữ chắc chân catheter và các ống -Thành phần: Polyester không đàn dẹt, co giãn, -Kích thước: 10cm x 10m.	Cuộn	500	
63	Dây cưa xương	Chất liệu: thép không gỉ, - Đường cắt có bề rộng 1,2mm - 1,4mm . - Chiều dài của dây 500 mm	Sợi	100	
64	Giấy điện tim 6 cần	Kích thước: 110mm x 140mm - 200 tờ (sọc đỏ)	Xấp	3,000	
65	Clip Titan kẹp mạch máu cỡ L	- Chất liệu: Titanium - Hình chữ V. Tương thích với kim kẹp clip cỡ 1.26mm - 1,42mm. Các vị clip được mã hóa màu sắc tương ứng với Kim kẹp clip - Kẹp được mạch máu cỡ 3.5 mm đến 7.5 mm - Clip khi mở dài 11.9mm, rộng 5.4mm. Clip khi đóng dài 12.3mm	Cái	600	
66	Clip Titan kẹp mạch máu cỡ ML	- Chất liệu: Titanium - Hình chữ V. Tương thích với kim kẹp clip cỡ 1.16mm - 1,32mm. Các vị clip được mã hóa màu sắc tương ứng với Kim kẹp clip - Kẹp được mạch máu cỡ 2.5 mm đến 4 mm - Clip khi mở dài 8.0mm, rộng 5.2mm. Clip khi đóng dài: 9.0mm	Cái	600	
67	Chỉ khâu Chromic số 1 + kim tròn	- Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm đơn sợi số 1, dài 75cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày. - Kim tròn 1/2c, dài 40mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.	Sợi	480	
68	Bao giày	Bao giày đa năng, vải không dệt PP	Cái	2,000	
69	Bóng đèn nội khí quản lớn	Bóng đèn halogen đặt nội khí quản 2,5V	Cái	10	

70	Máy đo nồng độ oxy trong máu [Máy đo SpO2 đầu ngón tay]	<ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi hiển thị SpO2: 35% ~ 99%. - Độ chính xác SpO2 + 80% ~ 99% ($\pm 2\%$); + 70% ~ 80% ($\pm 3\%$); + < 70%. - Độ chính xác PR: ± 2 bpm hoặc $\pm 3\%$. - Độ phân giải SpO2 1% và bpm 1 bpm - Nguồn cung cấp: 2 pin alkaline AAA 1.5V - tuổi thọ khoảng 22 giờ hoạt động Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương) 	Cái	50	
71	Kèm gấp dị vật	Kèm gấp dị vật	Cái	2	
72	Chỉ Nylon 7/0 (kim 15mm) phẫu thuật tạo mí	Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon 7-0 màu đen, dài 30 cm. Hai kim tiết diện nhọn cắt chiều dài 15mm, đường kính 0.20mm, độ cong 3/8.	Cái	120	
73	Chỉ Nylon sợi đen đơn 9/0 30cm khâu cứng mạc	Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon 9-0 màu đen, dài 15 cm. Kim đơn tiết diện hình thang chiều dài 6.5mm, đường kính 0.20mm, độ cong 3/8.	Sợi	120	
74	Chỉ tiêu PGA 8-0	Chỉ khâu tiêu Polyglycolic Acid 8-0, chiều dài 30 cm. Hai kim cong 2 đầu, tiết diện hình thang, đường kính kim 0.20mm chiều dài 6.5mm, độ kim cong 3/8.	Sợi	200	
75	Bàn chải phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Bàn chải rửa tay phẫu thuật - Chất liệu: Nhựa y tế - Lòng bàn chải: bằng Nylon 	Cái	20	
76	Máy đo huyết áp nhi	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu hình huyết áp model 501 khoảng đo từ 0 đến 300mmHg - Đồng hồ đo áp lực có kim định vị ở mức số 0 - Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí vòng hơi được làm bằng vải may viền cao su bên trong quả bóng cao su có van điều chỉnh - Có kiểm định 	Cái	20	
77	Máy đo huyết áp người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu hình huyết áp model 500 khoảng đo từ 0 đến 300mmHg - Đồng hồ đo áp lực có kim định vị ở mức số 0 - Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí vòng hơi được làm bằng vải, may viền cao su bên trong, + quả bóng cao su + Có van điều chỉnh - Có kiểm định 	Cái	200	
78	Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, size 60x70mm	<ul style="list-style-type: none"> -Băng dính vô trùng -Vải không dệt, có gạc, -Kích thước: 60 x 70mm 	Miếng	2,000	
79	Túi ép tiệt trùng phòng dạng cuộn 400mm x 100m	<ul style="list-style-type: none"> - Túi cuộn tiệt trùng loại phòng - Kích thước: 400mm x 100m. - Trọng lượng giấy :70g / m2 - Độ dày màng mịn: 52μm - Có chất chỉ thị: chuyển màu khi tiệt trùng bằng khí EO, khí Formaldehyd, và tiệt trùng bằng hơi nước - Có thể tiệt trùng bằng : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hơi nước (Steam) 2. Khí Gas EO 3. Khí Formaldehyd 	Cái	250	

80	Ống thông trong lọc máu cỡ 8F	- Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước: (OD): 8F - Chiều dài: 150 mm	Cái	4	
81	Ống thông trong lọc máu cỡ 6.5F loại ngắn	- Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu: thermosensitive PUR - Kích thước (OD): 6.5F - Chiều dài: 75 mm	Cái	4	
82	Ống thông trong lọc máu cỡ 11F	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR Kích thước: (OD): 11F Chiều dài: 200 mm Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.038 x 700 mm, (2) nắp đẩy tiêm truyền, (1) nong mạch 11F x 150 mm, (1) gạc	Cái	2	
83	Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ	Dụng cụ khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi Endo GIA Ultra Universal, có khả năng gấp góc 45 độ với 5 điểm gấp góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm	Cái	10	
84	Dụng cụ khâu nối tròn 31MT	Ghim cắt khâu nối tròn công nghệ Tri-Staple 3 hàng ghim dập với chiều cao khác nhau, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, đường kính 31mm	Cái	10	
85	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mở hở 75mm	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mở hở Ethicon Endo-Surgery 75mm Kích thước: chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, 118 ghim dạng 3-D Chất liệu: titanium	Cái	10	
86	Kẹp phẫu thuật nội soi đơn cực	Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Adtec, thẳng, ngàm khuyết, hoạt động đơn Kích thước: dài 220mm, đường kính ngàm 5mm. Cấu tạo gồm 4 phần, vỏ được làm từ chất liệu PEEK.	Cái	1	
87	Bình áp lực âm	Sản phẩm bao gồm bộ tản nhiệt 3 lò xo, ống PVC, cổng nối Y, ống thoát nước PVC, Trocar bằng thép không gỉ. Có thể thay thế ống thoát nước PVC bằng ống thoát nước silicone nếu cần Dung tích: 400ml, FR.14	Cái	200	
88	Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong đường kính 29mm	Dụng cụ khâu cắt nối tròn đầu cong các cỡ: - Kích thước: 25/29mm, gồm 2 vòng băng ghim với 20/24 ghim, đường kính lưỡi dao 16.5 / 20.4 mm, chiều cao ghim mở 5.2mm, chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh 1.5-2.2mm. - Chất liệu hợp kim Titanium.	Cái	10	

Tổng cộng: 88 khoản

Châu Đốc, ngày 04 tháng 05 năm 2024



BS. CKII. Nguyễn Văn Hưng